



Algemeen reinigingsadvies
RVS instrumenten
(Versie 1.02)

Wormerveer, juni 2010
Medipharmchem Nederland B.V.
Witte Vlinderweg 68
1521 PS Wormerveer
Tel. 075-6212363
Fax. 075-6219504
E-mail info@medipharmchem.nl
www.medipharmchem.com

Algemeen reinigingsadvies RVS instrumenten

Voor een goede hygiëne en om de kwaliteit van instrumenten te waarborgen is het van belang dat **RVS** instrumenten (ook voor pedicure-instrumenten) op een juiste wijze gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Nieuwe instrumenten 1^e keer reinigen:

Tijdens het productieproces worden scharnieren voorzien van vet.

Het is van belang dit vet, voor de reiniging, goed te verwijderen met een ruime hoeveelheid heet water. Spoel het instrument daarom eerst grondig af onder de hete kraan (ook in het scharnier) en daarna afdrogen. Vervolgens de instrumenten, zoals hieronder beschreven staat, reinigen.

Tussentijds nogmaals afspoelen met heet water en het hele reinigingsproces herhalen.

Reinigen en desinfecteren met bewaar/desinfectiebak:

- Na het gebruik de instrumenten eerst huishoudelijk reinigen (ontdoen van vuil)
- Vul de bewaar/desinfectiebak met reinigingsvloeistof (volgens verpakkingsvoorschriften)
- Dompel de instrumenten gedurende minimaal 5 en maximaal 20 minuten onder
- Let op: instrumenten moeten volledig ondergedompeld zijn
- Spoel de instrumenten, na reiniging, grondig af met water (demi-water)
- Vervolgens de instrumenten desinfecteren
- Instrumenten, met scharnieren geopend, goed aan de lucht laten drogen en daarna tevens goed afdrogen

Reinigen en desinfecteren met Ultrasoonreiniger:

- Na het gebruik de instrumenten eerst huishoudelijk reinigen (ontdoen van vuil)
- Vul de ultrasoon met reinigingsvloeistof (volgens verpakkingsvoorschriften)
- Dompel de instrumenten onder
- Schakel de ultrasoon gedurende minimaal 5 en maximaal 20 minuten in
- Voorkom aanraking met de vloeistof tijdens de ultrasoonreiniging
- Spoel de instrumenten, na reiniging, grondig af met water
- De instrumenten goed uit laten lekken
- Desinfecteer de instrumenten door ze minimaal 5 minuten onder te dompellen in de bewaar / desinfectiebak en daarna goed uit laten lekken
- Instrumenten, met scharnieren geopend, goed aan de lucht laten drogen en daarna tevens goed afdrogen

Sterilisatie:

Als er gebruikt wordt gemaakt van een **autoclaaf** dan is het super belangrijk dat de instrumenten eerst goed huishoudelijk worden gereinigd. Als dit niet wordt gedaan dan wordt het instrument wel ontsmet in de autoclaaf maar dan kunnen organische resten zich gaan vastbranden in het staal. Dit wordt dan ten onrechte aangemerkt als roestvorming, corrosie etc. etc. (zie s.v.p. afbeeldingen)



Onderhoud:

Om scharnieren van tangen soepel te laten lopen is het raadzaam om het scharnier van de tang regelmatig te voorzien van een druppeltje scharnierolie (naaimachineolie).